


PRS/PRS Pro/My Studio PC/キーボード対応表

	コマンド	キーボード	マウス操作
1	連続再生	F5	 再生を左クリック
2	再生スピードの切り替え 速く	F6	
3	遅く	shift + F6	↑を左クリック
4	選択されているフレーズの再生	← または →	そのフレーズを左クリック
5	フレーズ毎に移動する場合 前のフレーズ	↑	そのフレーズを左クリック
6	後のフレーズ	↓	そのフレーズを左クリック
7	録音方法(上書き・パンチイン)の切り替え	F7	 を左クリック
8	録音(1回=TEST 2回=録音)	F8	 録音を左クリック
9	停止(再生・録音ともに共通)	スペース	 停止を左クリック
10	ページ(付ける・はずす)	P	 を左クリック
11	マーク(付ける・はずす)	M	 を左クリック
12	グループ(付ける・はずす)	G	 を左クリック
13	セクションの作成	S	 を左クリック
14	セクションとフレーズの移動	Tab	
15	先頭へ移動	Home	
16	最後へ移動	End	
17	複数のフレーズ又はセクションの選択	shift + ↓ 又は ↑	Shiftを押しながらフレーズ又はセクションを左クリック
18	フレーズ又はセクションの結合	C	選択したフレーズ又はセクションのところで右クリック→結合を左クリック
19	フレーズの分割	H	選択したフレーズ又はセクションのところで右クリック→フレーズの分割を左クリック
20	フレーズ分割時波形の全体表示	A	フレーズ分割で表示した波形を右クリック
21	削除	Delete (DEL)	削除したいフレーズ又はセクションを右クリック→削除を左クリック
22	フレーズ・セクションのプロパティ	ENTER 	選択したフレーズ又はセクションのところで右クリック→プロパティを左クリック
23	最新の情報に更新	F10	上のメニューのコントロールを左クリック→最新の情報に更新を左ク